

NOVAFON

TERAPIA A VIBRAZIONE LOCALE





1

EFFICACIA APPROVATA

Azione terapeutica

Terapia a Vibrazione Locale

- Alleviamento del dolore
- Regolazione del tono muscolare
- Stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica
- Miglioramento della sensibilità



Alleviamento del dolore



Miglioramento della coordinazione



Miglioramento della presa



Miglioramento dell'abilità grosso motorie



Attivazione e recupero muscolare



Rilassamento muscolare



Miglioramento delle funzioni vocali



Miglioramento delle funzioni deglutorie

2


I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO NOVAFON

Mirato e allo stesso tempo efficace in profondità — dalla testa ai piedi



STIMOLAZIONE VERTICALE

La stimolazione verticale garantisce, alla terapia a vibrazione locale, l'effetto in profondità nel tessuto.



TRATTAMENTO MIRATO NOVAFON

Garantisce un trattamento mirato e personalizzabile per tutte le aree del corpo, compreso le zone sensibili.



+ 6 CM AZIONE DI PROFONDITÀ

I dispositivi NOVAFON aggiungono una profondità d'azione di + 6 cm nei tessuti.



Scopri il NOVAFON power 2, l'ultimo arrivato nella nostra famiglia. Il dispositivo possiede uno spettro di intensità senza precedenti con 3 livelli di frequenza e 15 livelli di potenza.

3

SAY HI! AL FUTURO DEL TRATTAMENTO NOVAFON power 2



4


SCOPRI L'APP GRATUITA NOVAFON

La tua guida al trattamento NOVAFON

L'AGGIUNTA PERFETTA PER IL TUO DISPOSITIVO

La guida al trattamento NOVAFON ti offre l'opportunità di conoscere meglio il dispositivo, trovando l'utilizzo più adeguato per le proprie esigenze.

L'app ti aiuta anche a integrare ancora meglio l'utilizzo di NOVAFON nella tua vita quotidiana.



- Ottieni informazioni utili sul dispositivo e su come funziona
- Scopri fatti interessanti sulle zone del corpo e le indicazioni
- Lasciati guidare passo dopo passo

Scannerizza il QR Code per scaricare l'App gratuita



5

TERAPIA INTELLIGENTE

Comoda connessione Bluetooth

La connessione Bluetooth tra il NOVAFON power 2 e l'app NOVAFON offre maggiori opzioni di impostazione personalizzabili. Immergiti nel futuro intelligente della terapia a vibrazione locale.

L'app NOVAFON ti offre l'opportunità di conoscere meglio il dispositivo, trovare, comprendere ed eseguire più facilmente il trattamento.



REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ NOVAFON power 2 si adatta a tutte le esigenze. L'ampio spettro di combinazioni con 3 frequenze e 15 livelli di intensità offre fino ad oggi le più ampie possibilità di impostazioni per personalizzare il trattamento.

DIVENTA CREATIVO

Personalizza il NOVAFON power 2 inserendo il tuo nome sullo schermo del dispositivo e scegli il colore preferito per il display.





“Dopo un intervento chirurgico è importante che il terapeuta valuti la cicatrice per comprendere se interferisce sul sintomo del paziente e sull’economia articolare. Integrato all’approccio manuale, il dispositivo NOVAFON è un ottimo alleato per il trattamento delle cicatrici. In base alla tipologia della testina e alla frequenza ci permette di lavorare sull’ipersensibilità e sulle aderenze cicatriziali, anche quelle più profonde visto che le vibrazioni arrivano fino a 6 cm di profondità. Lo utilizzo quotidianamente e mi trovo benissimo.”

Fisioterapista Giovanni Morabito, Messina 13.09.2022

“La sintomatologia dolorosa che affligge i pazienti con disordini temporo-mandibolari è molto complessa e spesso invalidante, con una tendenza a cronicizzarsi quando non c’è un intervento terapeutico tempestivo. L’ATM, per connessione anatomica, può condizionare la fisiologia della masticazione, deglutizione, respirazione e postura. Lo stimolo vibratorio di Novafon è in grado di eccitare le afferenze nei: corpuscoli paciniani, recettori della pelle, parodonto, fusi muscolari e organi tendinei. Inoltre, dalla teoria del gate control, sappiamo che queste afferenze sensoriali possono interagire con le vie di trasmissione del dolore a livello spinale, provocando una modulazione in risposta alla sensazione di dolore. La terapia vibratoria locale con Novafon è una preziosa alleata che fa da supporto alle tecniche fisioterapiche e osteopatiche che utilizzo quotidianamente sia in studio sia con i giocatori del Torino FC.”

Fisioterapista Osteopata Alessandro Pernice, Torino 2023



TECNOLOGIA COLLAUDATA Con successo da decenni

“Utilizzo il dispositivo NOVAFON da tanti anni all’interno della mia pratica clinica, esportando i principi neurofisiologici della terapia a vibrazione meccanica locale in diversi ambiti della riabilitazione neuropsicomotoria. All’interno della macroarea delle PCI il NOVAFON mi permette di lavorare in funzione di rilassamento o reclutamento muscolare, secondo obiettivi specifici individuati grazie alla valutazione dell’organizzazione funzionale del bambino.

Ad esempio, posso agire sull’ipertono e rilassare i muscoli delle manine per garantirne una migliore apertura o posso ricercare una maggiore attivazione in caso di debolezza e/o ipotonia. Allo stesso modo agire sulla muscolatura del tronco per un migliore controllo assiale, o sugli arti inferiori per diminuire atteggiamenti in equino (andatura sulle punte).

All’interno del trattamento delle pci il coinvolgimento del caregiver risulta fondamentale per una corretta definizione e raggiungimento degli obiettivi; in tale prospettiva il NOVAFON mi permette di lavorare in sinergia con il genitore che può applicare il dispositivo quotidianamente nelle zone anatomiche individuate in fase valutativa.

La possibilità di ripetizione nel tempo e i differenti protocolli di trattamento rendono infinite le possibili applicazioni del dispositivo NOVAFON.”

Neuropsicomotricista Anna Chiara Arena, 2023



“Ho conosciuto il dispositivo NOVAFON nel 2017 presso l’Università di Pisa e da quel momento l’ho sempre utilizzato all’interno della terapia logopedica. Utilizzo NOVAFON all’interno della terapia miofunzionale (TMF) per il trattamento dello squilibrio muscolare orofacciale (SMOF) sia in età evolutiva che in età adulta.

NOVAFON è un ottimo alleato per aumentare la sensibilità e la percezione, incrementare o ridurre il tono muscolare, ridurre il dolore e stimolare la circolazione sanguigna e linfatica. L’uso di NOVAFON è semplice e intuitivo, è maneggevole e leggero. Grazie alla vasta gamma di testine è possibile personalizzare al massimo ogni trattamento secondo l’esigenza del singolo paziente, trattando sia zone ampie, come quelle della regione delle spalle e del collo, che zone meno ampie e delicate come il viso e la cavità orale.”

Logopedista Viola Paganelli, Viareggio 2022

“Facile e piacevole da usare. Per me il trattamento è stato una soluzione per alleviare il dolore alla mandibola (dovuto al problema di digrignamento dei denti). Molto piacevole e rilassante, lo uso regolarmente.”

Giulia M., Milano 2023



“Ho NOVAFON da più di un anno ormai e sono molto felice di averlo acquistato. Avevo spesso dolore al gomito causato dalla mia passione per il tennis. Usando NOVAFON regolarmente sul gomito il dolore è sparito, sono tornato a giocare senza più problemi.”

Dario R., Viterbo 2022



TERAPIA A VIBRAZIONE LOCALE

Efficacia comprovata,
molteplici campi d'utilizzo

TRE LIVELLI DI FREQUENZA

Con tre diverse frequenze - 100, 75 e 50 Hz - Il NOVAFON consente il trattamento mirato di ogni singola regione del corpo.

100 Hz

ALLEVIAMENTO DEL DOLORE

Quando lo stimolo sensoriale della vibrazione colpisce le fibre nervose, la trasmissione dei segnali di dolore al cervello può essere interrotta perché lo stimolo sensoriale prevale sullo stimolo doloroso. Questo effetto, noto come "teoria del gate control", può durare a lungo dopo il trattamento se usato regolarmente. In questo modo è possibile alleviare il dolore senza alcun farmaco.

50 Hz

RILASCIO DELLE TENSIONI

Le vibrazioni profonde sciolgono la tensione muscolare e i tessuti induriti, dalla testa ai piedi: dai muscoli della mascella fino al tendine d'Achille.


75 Hz

ATTIVAZIONE MUSCOLARE

Le vibrazioni attivano i muscoli.

RIGENERAZIONE ATTIVA

I meccanismi di rigenerazione del corpo vengono stimolati attraverso la stimolazione profonda dei tessuti. I muscoli possono recuperare più rapidamente e le prestazioni fisiche aumentano. La circolazione sanguigna viene stimolata e i muscoli vengono riforniti meglio di prodotti metabolici come l'ossigeno.



CONFRONTO DISPOSITIVI

Quale NOVAFON
fa per me?

Nel confronto dei dispositivi puoi scoprire quale NOVAFON è più adatto per te.

I nostri esperti saranno lieti a guidarti nella scelta del dispositivo più adatto alle tue esigenze.

Non esitare di metterti in contatto con i nostri esperti tramite tel. 333 539 5112 oppure mail: novafon@me-ri.it


NOVAFON POWER 2



NOVAFON POWER



NOVAFON PRO






UTENTI

Auto-trattamento
Fisioterapia
Osteopatia
Ostetricia
Logopedia
Tnpee
Trattamento animale

Auto-trattamento
Fisioterapia
Osteopatia
Ostetricia
Trattamento animale

Auto-trattamento
Logopedia
Tnpee
Psicomotricità

LIVELLI DI POTENZA



APPLICAZIONI

Dolore temporo-mandibolare,
Cicatrice, Diaframma,
Pavimento pelvico, Tendinite,
Cefalea, Rigidità muscolare,
Recupero sportivo, Spasticità,
Dolore, Impostazione Fonemi,
Scialorrea, Motricità fine, ecc.

Dolore temporo-mandibolare,
Cicatrice, Diaframma,
Pavimento pelvico, Tendinite,
Cefalea, Rigidità muscolare,
Recupero sportivo, Spasticità,
Dolore, ecc.

Disprassia, Deglutizione,
Disfonia, Disfagia,
Pregrafismo, ecc.

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

Frequenze	100 Hz 75 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz
Ampiezza	0 – 4 mm	0,5 – 4 mm	0,3 – 3,5 mm
Protezione contro gli spruzzi d'acqua	IP44	IP22	IP22
Dimensioni	83 x 187 x 38 mm (L x A x P)	83 x 187 x 38 mm (L x A x P)	83 x 187 x 38 mm (L x A x P)
Connessione App	2,4 GHz	-	-
Funzionalità App	Impostazioni e Display personalizzabili	-	-
	Video	-	-
	Ottimizza impostazioni	-	-



17

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Funzionamento intuitivo e varie opzioni di presa con una sola mano

La forma ergonomica del dispositivo consente un'ampia varietà di posizioni di presa e mantenimento, consentendo così l'applicazione mirata delle vibrazioni. Ciò garantisce un trattamento estremamente efficace e confortevole.


Tutte le impostazioni possono essere controllate in modo intuitivo con una sola mano. Di conseguenza, non è necessario interrompere il trattamento per il cambio di frequenza e potenza.



FACILE CAMBIO DELLE TESTINE

Sistema di inserimento all'avanguardia

Ciascuna testina può essere cambiata ruotando di un quarto di giro senza alcuno sforzo o resistenza.



Testina Disco
ideale per il trattamento di parti anatomiche grandi e facilmente raggiungibili.



Testina Sfera
fondamentale per il trattamento di punti anatomici difficilmente raggiungibili o per trattamenti di spazi piccoli.

Insieme al dispositivo arriva la testina disco, sfera e il carica batteria.

ALTRE TESTINE



Ottimizza il tuo trattamento*

Myofascial-Set

Testina Forca Myofasciale indicata per il trattamento para-vertebrale, cefalea, cervicalgia ecc.

Testina Cuneo Myofasciale fondamentale per il trattamento del diaframma e delle singole fasce muscolari, inserzioni muscolari come ad esempio polpacci, cosce, schiena ecc.


Testina Palla Myofasciale lavora su gruppi muscolari come collo, spalle, zona pelvica e tutte le zone concave.

**Testina Magnerica**

indispensabile per i trattamenti che richiedono una concertazione della terapia come i trigger point, cicatrici ecc.

Set Sensi-Roller

sviluppato per stimolare la circolazione sanguigna, linfatica e la sensibilità, non solo in superficie ma anche in profondità. In più, i Sensi Roller permettono la riduzione delle aderenze tessutali.

**Reha-Set**

Testina Disco XL per superfici grandi come gli arti inferiori e superiori, le spalle ecc.
Testina a Spazzola per migliorare la percezione e sensibilità.
Testina Conica per strutture piccole come le dita e viso.

*Tutte le testine sono disponibili in colore nero e bianco.

Regolazione del tono muscolare, sensibilizzazione e desensibilizzazione ma anche allenamento delle capacità motorie attraverso la stimolazione intra ed extra orale.



Pellet Head per la stimolazione papilla retroincisiva, intralabiale, pilastri tonsillari, post-frenulectomia ecc.



Tongue Depressor Head con doppia azione attraverso resistenza e vibrazione. Gli speciali rilievi sono studiati per evitare che la lingua possa scivolare via.



Spoon Head per la stimolazione della punta e del dorso linguale, per favorire la deglutizione e l'innalzamento linguale, la stimolazione del gusto ecc.



Arrow Head per il trattamento di solchi e bordi linguali, parte inferiore della lingua, impostazione fonemi, scialorrea ecc.



Pellet Head XL per la stimolazione puntiforme della lingua, indicatore del movimento, alleviamento del dolore ecc.



Olive Roller per la stimolazione della sensibilità e propriocezione, rinforzo linguale, guance ecc.



Training Spoon per l'allenamento della lingua, squilibrio muscolare oro-facciale, stimolazione della propriocezione e per un allenamento della lingua a 360°.



Sensory Spoon per l'allenamento della deglutizione e disfagia, facilitatore dell'articolazione ecc.





23

STAZIONE DI RICARICA

Per una comoda ricarica e una presentazione professionale.

La ricarica del dispositivo non è mai stata più semplice, basterà semplicemente appoggiare il dispositivo NOVAFON nella stazione di ricarica. Inoltre, permette una presentazione professionale del dispositivo.



24

ACCESSORI

Per la migliore esperienza NOVAFON



25

VIAGGIO IN SICUREZZA E TRAVEL LOCK



IL TUO NOVAFON SEMPRE CON TE E AL SICURO
Ottima sicurezza attraverso un guscio robusto duro e fodera imbottita.



TRAVEL LOCK

Sviluppato esclusivamente per il NOVAFON power 2, puoi utilizzare il pratico blocco tasti „Travel Lock“ per proteggere il tuo dispositivo dall'uso accidentale.



NOVAFON PER TERAPISTI E AUTO-TRATTAMENTO

La Terapia a Vibrazione Locale NOVAFON è indispensabile per molti quadri clinici e supporto terapeutico.

Impegnata da decenni in fisioterapia, osteopatia, logopedia, ostetricia, neuro-psicomotricità e per l'auto-trattamento.



I nostri esperti a tua disposizione

**Consulenza telefonica gratuita**

I nostri esperti a tua disposizione per tutte le esigenze. Non esitare a contattare al tel. 333 539 5112 oppure tramite whatsapp.

**Webinar gratuiti**

Sul nostro sito www.novafon.it trovi tutti i webinar gratuiti per terapisti e privati. I nostri docenti sono specializzati nell'utilizzo della Terapia a Vibrazione Locale NOVAFON. Questo è il modo migliore per apprendere conoscenze utili sul trattamento.

**Corsi di formazione**

Sei un terapeuta o medico e vorresti imparare l'utilizzo della Terapia a Vibrazione Locale NOVAFON? Amplifica le tue conoscenze specialistiche con i nostri corsi di formazione professionale. I nostri relatori ti insegneranno tutti i protocolli di trattamento, divisi per patologia o problematica. La parte pratica sarà seguita singolarmente per ogni partecipante!

**Video trattamento**

Sul nostro sito www.novafon.it troverai numerosi video di applicazione sia per il terapeuta che per l'auto-trattamento.

DISPOSITIVI MEDICI

Da più di 90 anni NOVAFON offre dispositivi medici. Il marchio NOVAFON è un ambasciatore della terapia vibrazionale locale e garantisce qualità e innovazione. I nostri dispositivi sono "Made in Germany".

Come produttore di dispositivi medici la nostra gestione della qualità è certificata secondo la norma DIN EN ISO 13485 e i nostri prodotti sono soggetti a severe norme di sicurezza - per garantire il benessere dei nostri clienti.

**Dispositivo medico**

riconosciuto dal TÜV e dal Ministero della Salute.

**Made in Germany**

NOVAFON Italia / Me-Ri

✉ novafon@me-ri.it

☎ +39 333 539 5112

🌐 www.novafon.it



[novafon_it](#)

[novafon_it_benessere_sport](#)